

HAKUSUI NEWS LETTER

Vol.188

ハクスイ・ニュースレター

2004年 1月

マイクロデント キッズ

新発売!!


今回、弊社より子供用歯ブラシ「マイクロデント キッズ」を新発売致しました。

上記ヘッドの厚みは4mm、
口腔内で動きやすく

ヘッド部もできるだけ
出っ張りをカットしています

ネック部も細く、
スリムに


ハンドル部も
握り易い形状に工夫



実寸大

「マイクロデント キッズ」
特徴

各部をできるだけスリムにして
口腔内での動きをスムーズに
できるように設計されています。



お母さんの寝かせ磨きにも最適です。

最後方臼歯部の清掃にも有効です。

専用キャップ付でどこに
でも持ち運びできます。



かわいい動物のマーク入りです。



色は3色(ブルー、
レッド、イエロー)
あります。

ミニマムヘッドと短めのハンドル
により口腔内で扱いやすく、
お母さんの寝かせ磨きにも最適です。



マイクロデント キッズ #032 くふう

- カラー：ブルー/レッド/イエロー
- 包装形態：1袋20本入/1箱200本

標準医院価格 ¥100 (1本単価)
(1袋20本入/1箱200本)





ミニLED

「ミニLED」の工場を訪問しました!!

第2世代LED光重合器「ミニLED」を生産しているアクテオングループのSEDR (Science Evolution Dental Research) 社はフランス南部、地中海にほど近いNarbonne (ナルボンヌ) という町の外れにあります。このSEDR社は歯科領域における光重合とCAD/CAMの第一人者であるフランシス・デュレー教授の会社でもあります。

このデュレー教授は日本で日本歯科大学新潟歯学部で客員教授をされたことがあり、来日経験も多く大の親日家でもあります。「ミニLED」が生産されている工場はシャトーと呼ばれる「古城」を改造して作られた建物で外壁にも歴史の重みを感じられます。工場の内部はリフォームが行われて、建物の外観からは想像できないようなモダンな作りになっています。こういった歴史の感じられる建物で生産された「ミニLED」から照射される光はクールな光と波長域が広いだけでなく光量も強力なので数多くのコンポジットレジンやボンディング材、シーラント材など幅広い材料の重合に使用することができます。又、矯正治療の際のブラケット装着にも使用できるので、これまで多く使用されていたハロゲン照射器よりも大幅に時間を短縮させることもできます。

歴史を持った古城で生まれたハイテク製品「ミニLED」を是非一度お試しください。

(ミニLEDに関する詳細は同封のカatalogをご覧ください)



LED重合器開発までの試作品 (各LEDにファイバーが1本ずつついています)



フランシス・デュレー教授と自宅 (35室のシャトー)



教授所有のプガティ



Narbonneの位置 (ナルボンヌ)



工場の外観



工場の内部



工場の受付棟

ミニLEDの特徴

- ファンのない設計 (特許取得)
- 最大光量: 1100mW/cm² (ターボチップ使用時: 2000mW/cm²)
- 大きさ: φ21mm×長さ258mm
- 重さ: 163g

標準価格 ¥220,000

許可番号 27BY0101

イボクラール・ビバデント社からの
おすすめポーセレンファーマス



プログラマッ P-200

- 今まで使用していたファーマスと比較して陶材の焼き上がり方が違うと好評です。
- 200V仕様の余裕のパワーでより正確な温度管理が可能になりました。
- ディスプレイもバックライト付きで明るく見やすくなりました。
- 199種類のプログラムを組み合わせることができます。



仕様

- 電源電圧: 200V 50/60Hz
- 許容変動電圧: ±10%
- 最大消費電力: 1800W
- 大きさ: W415×D390×H296mm (ファーマスを閉じた状態で)
- マッフルの内径サイズ: 直径80mm、高さ38mm
- 最高焼成温度: 1200°C
- 重さ: 13.5kg

標準価格 ¥830,000 (真空ポンプは別売)

バックライト付きで 見やすいディスプレイ

設定条件

(例: 設定温度、係留時間、ファーマスヘッド閉鎖時間、長時間徐冷)

P	10	2:36	86.1°C
T	920	t	60
S	0.18	v	450
v	920	L	0

実際の設定
残り時間を示す
インディケータ、
実際の炉内温度

特別な機能


(予備真空、ファーマスヘッドのクイック(開)、オーバーナイトプログラム、上書防止)




VP3

バキュームポンプ
(200V 50/60Hz)

標準価格 ¥150,000




2段階焼成プログラム



温度上昇前に真空を引く
予備真空プログラム



既存のプログラムの
上書防止



炉内に流入する空気を
暖めて誘導する
TOFシステム



真空に不具合が生じると
プログラムを自動停止させる
EVCS



プリンタやPCとの接続も
可能



ファーマスヘッドの取り外しも
異々メンテナンスも簡単に
行えます。

詳しい資料の御請求は **白水貿易** までお願いします

本 社 〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 TEL: 06-6396-4411 FAX: 06-6396-4468
大阪営業所 〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 TEL: 06-6396-4400 FAX: 06-6396-4457
大 阪 支 店 〒336-0017 さいたま市南区南浦和3丁目34番2号 TEL: 048-884-3951 FAX: 048-884-3950
名古屋営業所 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17/筑地外引北ビル TEL: 052-733-1877 FAX: 052-733-1890
札幌営業所 〒001-0010 札幌市北区北10条西4丁目/橋本第10ビル TEL: 011-709-7721 FAX: 011-709-7720
横浜営業所 〒231-0015 横浜市中区尾上町5丁目77番2号/尾上ビル TEL: 045-222-0381 FAX: 045-222-0380
福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30/八重橋ビル TEL: 092-432-4618 FAX: 092-432-4617
ホームページ <http://www.hakusui-boeki.co.jp/>

ハクスイ・ニュースレター

発行担当者 / 業務課 大沼 吉幸

白水製品の御用命は...